

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Xantina Oxidase (Xdh) Para Wb - P47989

Número do item: CM0004239



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa a Xantina Oxidase (XDH) humana, validado para WB, IHC, IF e ELISA. Ideal para estudos de metabolismo de purinas e espécies reativas de oxigênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Xantina Oxidase (XDH) mAb de Coelho
Observações/Apelido	XO; XOR; XAN1; Xantina Oxidase (XDH)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7498
ID do Gene	7498
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 202-293 da Xantina Oxidase (XDH) humana (P47989)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P47989
Peso da Proteína	146kDa
Envio	Saco com gelo