

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Xantina Oxidase (Xdh) Para Wb E Elisa - P47989

Número do item: CM0013590



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à xantina oxidase humana (XDH), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo do metabolismo das purinas e do estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra a xantina oxidase (XDH)
Observações/Apelidos	XO; XOR; XAN1; Xantina oxidase (XDH)
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7498
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 985-1084 da xantina oxidase humana (XDH) (NP_000370.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P47989
Peso da proteína	146 kDa
Envio	Embalagem de gelo