

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Xbp-1S Para Wb, Chip, Elisa - P17861-2

Número do item: CM0009132

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-XBP-1s validado para WB, CHIP e ELISA. Reage de forma cruzada com XBP-1s humano e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre estresse do RE, UPR e câncer. - P17861-2

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de coelho anti-XBP-1s                                                                                                       |
| Observações/alias   | XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| ID do gene (humano) | 7494                                                                                                                            |
| ID do gene          | 7494                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 188-287 de XBP-1s humano (NP_001073007.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, CHIP, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo                                                                                                              |
| SWISS               | P17861-2                                                                                                                        |
| Peso da proteína    | 40 kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                   |