

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Xcp1 Para Wb E Elisa - B6Tic7

Número do item: CM0024196

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra XCP1 (cisteína protease 5) de milho para aplicações em Western blot (WB) e ELISA. Reconhece XCP1 de milho, com peso molecular previsto de 71 kDa, ideal para pesquisa em proteases vegetais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XCP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	IDP105, GRMZM2G066326, XCP1, Cysteine protease5
Espécie	Milho
GeneID	100283433
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 157-377 do XCP1 de milho (NP_001149806.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Milho
SWISS	B6TIC7
Peso Molecular da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo