

Anticorpo Policlonal Anti-Xcr1 Para Ihc-P E Elisa - P46094

Número do item: CM0020330



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-XCR1 humano, validado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Tem como alvo o receptor 1 de quimiocina XC (receptor de linfotactina), envolvido na sinalização de quimiocinas. Adequado para aplicações de imunodeteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	XCR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GPR5; CCXCR1; XCR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2829
GeneID	2829
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do XCR1 humano (NP_001019815.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Rato
SWISS	P46094
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo