


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Xiap Para Wb, If/Icc, Elisa - P98170

Número do item: CM0018707



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao XIAP humano (proteína inibidora da apoptose ligada ao X). Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. PM ~57kDa. Para estudos de apoptose, sinalização de NF- κ B e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XIAP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; XIAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	331
GeneID	331
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do XIAP humano (NP_001158.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98170
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo