

Anticorpo Policlonal Anti-Xk Para Wb, If/Icc, Elisa - P51811

Número do item: CM0017966

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra XK (XKR1, antígeno Kx). Adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Investigue a função da proteína adaptadora da membrana do RE e o recrutamento de VPS13A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	XK Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KX; NA; NAC; X1k; XKR1; XK
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7504
ID do gene	7504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-138 de XK humano (NP_066569.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P51811
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo