


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Xpc Para Wb - Q01831

Número do item: CM0024964



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína XPC humana (XP3/RAD4/p125). Validado para Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Ideal para estudos de reparo por excisão de nucleotídeos e coativação de transcrição. SWISS: Q01831.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XPC Rabbit pAb
Observações/Apelido	XP3; RAD4; XPCC; p125; XPC
Espécie	Humano
ID do Gene	7508
Imunógeno	Proteína recombinante contendo aminoácidos 700-940 do XPC humano (NP_004619.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01831
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco com gelo