


Anticorpo Monoclonal Anti-Xpd/Ercc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18074

Número do item: CM0002103



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-XPD/ERCC2 para Western Blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar reparo de excisão de nucleotídeos acoplado à transcrição e função do complexo TFIIH. Peso molecular previsto 87kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XPD/ERCC2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2068
GeneID	2068
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do XPD/ERCC2 humano (P18074)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18074
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo