


Anticorpo Policlonal Anti-Xpd/Ercc2 Para Wb, Elisa - P18074

Número do item: CM0013103



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-XPD/ERCC2 de alta qualidade validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar mecanismos de reparo de DNA e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XPD/ERCC2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EM9; TTD; XPD; TTD1; COF52; TFIIH; XPD/ERCC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2068
GeneID	2068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do XPD/ERCC2 humano (NP_001124339.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18074
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo