


Anticorpo Policlonais Anti-Xpd/Ercc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P18074

Número do item: CM0024817



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra XPD/ERCC2 (helicase TFIIH) humano. Validado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para estudos de reparo de danos no DNA e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XPD/ERCC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de XPD/ERCC2 humano (NP_001124339.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P18074
Peso da Proteína	87kDa
Transporte	Saco de gelo