


Anticorpo Policlonal Anti-Xpnpep1 Para Wb, Elisa - Q9Nqw7

Número do item: CM0013806



introdução

O XPNPEP1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à aminopeptidase 1 Xaa-Pro humana, validado para WB e ELISA. Ele apresenta reatividade cruzada com camundongo e detecta uma proteína citosólica de 70 kDa envolvida na degradação de peptídeos e no metabolismo da bradicinina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XPNPEP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APP1; SAMP; XPNPEP; XPNPEPL; XPNPEPL1; XPNPEP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7511
ID do Gene	7511
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 44-240 do XPNPEP1 humano (NP_065116.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NQW7
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de Gelo