

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Xpnpep2 Para Wb E Elisa - O43895

Número do item: CM0013819

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o XPNPEP2 (X-Pro aminopeptidase 2). Adequado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Gerado contra o domínio extracelular recombinante (aa 22-240). Útil para pesquisas sobre o metabolismo da bradicinina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XPNPEP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	APP2; AEACEI; XPNPEP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7512
GeneID	7512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-240 do XPNPEP2 humano (NP_003390.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43895
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo