

Anticorpo Policlonal Anti-Xpnpep3 (Coelho) Para Wb, Elisa - Q9Nqh7

Número do item: CM0020429



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra XPNPEP3 humano (Xaa-Pro aminopeptidase 3), validado para WB e ELISA. Detecta XPNPEP3 humano e de rato; adequado para pesquisa de peptidase mitocondrial e sinalização de TNF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XPNPEP3 Coelho pAb
Observações/Apelido	XPNPEP3; APP3; ICP55; NPHPL1; X-prolil aminopeptidase 3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	63929
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-230 do XPNPEP3 humano (NP_071381.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NQH7
Peso Proteico	31kDa/32kDa/48kDa/54kDa/57kDa
Envio	Saco de gelo