

Anti-Xpnpep3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqh7

Número do item: CM0014980



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra XPNPEP3 (APP3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; detecta humano, camundongo, rato. Para pesquisa sobre aminopeptidase mitocondrial, sinalização de TNF e nefronofitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XPNPEP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APP3; ICP55; NPHPL1; XPNPEP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	63929
ID do Gene	63929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do XPNPEP3 humano (NP_071381.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQH7
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo