

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Xpo6 Para Wb E Elisa - Q96Qu8

Número do item: CM0024204

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra XPO6 humana (Exportina-6 / EXP6 / RANBP20), validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta XPO6 humano e de camundongo. Adequado para pesquisa de transporte nucleocitoplasmático e dinâmica da actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XPO6 Rabbit pAb
Observações/Alias	XPO6; EXP6; RANBP20; exportina-6
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5159
ID do Gene	23214
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 116-216 da XPO6 humana (NP_055986.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96QU8
Peso da Proteína	127kDa/128kDa
Envio	Bolsa de gelo