

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Xpot Para Wb, Elisa - O43592

Número do item: CM0014396

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à exportina-T (XPOT/XPO3) para Western blot e ELISA. Reage com XPOT humano, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo de mecanismos de transporte de exportação nuclear de tRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XPOT Rabbit pAb
Observações/Alias	XPO3; XPOT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11260
GeneID	11260
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da XPOT humana (NP_009166.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43592
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Bolsa de gelo