


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Xrcc1 Para Wb, Elisa - P18887

Número do item: CM0011386



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra XRCC1, validado para WB e ELISA. Detecta XRCC1 humano, de camundongo e de rato, uma proteína estrutural essencial no reparo de quebras de fita simples do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra XRCC1
Observações/Alcunha	RCC; SCAR26; XRCC1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	7515
ID do gene	7515
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P18887
Peso da proteína	69 kDa
Transporte	Bolsa de gelo