


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Xrcc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18887

Número do item: CM0013812



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra XRCC1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa de reparo de DNA e quebras de fita simples.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XRCC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RCC; SCAR26; XRCC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7515
GeneID	7515
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-633 do XRCC1 humano (NP_006288.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P18887
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo