

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Xrcc3 Para Wb E Elisa - O43542

Número do item: CM0019994



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o XRCC3 humano, uma proteína chave de reparo de DNA. Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de recombinação homóloga e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	XRCC3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CMM6; XRCC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7517
ID do Gene	7517
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 62-346 do XRCC3 humano (NP_001093588.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43542
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco com gelo