


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Y14/Rbm8A Para Wb, Elisa - Q9Y5S9

Número do item: CM0002514



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Y14/RBM8A humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar o complexo de junção de éxons (EJC), splicing de pré-mRNA e vias de degradação de mRNA mediada por nonsense.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Y14/RBM8A mAb de Coelho
Observações/Apelido	TAR; Y14; RBM8; ZNRP; RBM8B; ZRNP1; BOV-1A; BOV-1B; BOV-1C; MDS014; DEL1q21.1; C1DELq21.1; Y14/RBM8A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9939
GeneID	9939
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Y14/RBM8A humano (Q9Y5S9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5S9
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo