


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Yap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Número do item: CM0003472



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-YAP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Coativador de transcrição chave na via Hippo, controle do tamanho de órgãos e supressão tumoral. Imunógeno de proteína recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] YAP1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	YAP, YKI, COB1, YAP2, YAP-1, YAP65, P1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10413
GeneID	10413
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-504 da YAP1 humana (NP_001123617.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46937
Peso da Proteína	36 kDa-54 kDa
Envio	Bolsa de gelo