


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Yap1 Para Wb - P46937

Número do item: CM0006312



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho YAP1 (validado por KO) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Detecta YAP1 humano, de rato e de camundongo. Alvo os aminoácidos 155-504. Ideal para estudos de sinalização Hippo, controle de tamanho de órgãos e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho YAP1 (mAb)
Observações/Apelido	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; P1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10413
GeneID	10413
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-504 do YAP1 humano (NP_001123617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de Gelo