


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Yap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Número do item: CM0014490



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a YAP1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Reconhece o coativador transcricional YAP1 da via Hippo (P46937). Ideal para pesquisa em sinalização celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10413
GeneID	10413
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-504 da YAP1 humana (NP_001123617.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46937
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo