


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Yap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Número do item: CM0018442



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para YAP1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização Hippo e câncer.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	YAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10413
ID do Gene	10413
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-504 da YAP1 humana (NP_001123617.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P46937
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Saco de gelo