


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Yars Para Wb, Ip, Elisa - P54577

Número do item: CM0028740



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho para Tirosina-tRNA ligase (YARS) validado para WB, IP, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisa sobre aminoacil-tRNA sintetases, síntese proteica e regulação de PARP1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YARS pAb de Coelho
Observações/Apelidos	YRS; YTS; YARS; TYRRS; CMTDIC; IMNEPD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8565
GeneID	8565
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da YARS humana (NP_003671.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54577
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo