


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Yb-1/Ybx1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P67809

Número do item: CM0011873



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra YB-1/YBX1. Adequado para WB, IP, IF, IHC, ELISA. Detecta YB-1 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de processamento de RNA, regulação transcripcional e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YB-1/YBX1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4904
ID do Gene	4904
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 225-324 do YB-1/YBX1 humano (P67809).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P67809
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Saco de gelo