


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Yb-1/Ybx1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P67809

Número do item: CM0025845



introdução

Anticorpo Policlonar de Coelho YB-1/YBX1 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage com a proteína YB-1/YBX1 humana, de camundongo e rato (36kDa). Ideal para estudos de estabilidade de mRNA, splicing e biologia de exossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YB-1/YBX1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4904
GeneID	4904
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do YB-1/YBX1 humano (NP_004550.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P67809
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo