


Anti-Yb-1/Ybx1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P67809

Número do item: CM0030076



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao YB-1/YBX1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transcrição, biologia do RNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YB-1/YBX1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4904
GeneID	4904
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-55 do YB-1/YBX1 humano (NP_004550.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P67809
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo