

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ybey Para Wb E Elisa - P58557

Número do item: CM0022768

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a endorribonuclease YBEY humana, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com rato, ideal para estudos de maturação de rRNA e do nucléolo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YBEY Rabbit pAb
Observações/Apelido	C21orf57
Espécie	Humano
GeneID	54059
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 68-167 de YBEY humano (NP_478061.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P58557
Peso da Proteína	19 kDa
Transporte	Bolsa de gelo