


Anticorpo Policlonal Anti-Yeats4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095619

Número do item: CM0026623



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o YEATS4 humano (GAS41), um leitor de cromatina no complexo NuA4. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta o YEATS4 humano, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YEATS4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	YAF9; GAS41; NUBI-1; 4930573H17Rik; B230215M10Rik; YEATS4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8089
GeneID	8089
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-227 do YEATS4 humano (NP_006521.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095619
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo