

Anticorpo Monoclonal Anti-Yipf6 Para Wb, Elisa - Q8Br70

Número do item: CM0011723

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Yipf6 validado para WB e ELISA contra a proteína YIPF6 de camundongo, uma proteína de membrana do aparelho de Golgi envolvida na estabilidade do YIPF1 e YIPF2. Adequado para pesquisa de IVD e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Yipf6 mAb de Coelho
Observações/Apelido	A430107J06Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	286451
GeneID	77929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-83 do Yipf6 de camundongo (NP_997516.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8BR70
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo