

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Yipf6 Para Wb, Elisa - Q8Br70

Número do item: CM0024683

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao YIPF6 (membro 6 da família YIP1) de camundongo. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Explora a função da proteína de membrana do Golgi e as interações da família YIP1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Yipf6 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	A430107J06Rik; Yipf6
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	286451
GeneID	77929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-83 do Yipf6 de camundongo (NP_997516.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8BR70
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo