

Anticorpo Policlonal Anti-Yipf7 Para Wb E Elisa - Q8N8F6

Número do item: CM0020363

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao YIPF7 humano (FinGER9, membro 7 da família YIP1). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a rato. Ideal para pesquisa de tráfego entre Golgi e RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YIPF7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FinGER9; YIPF7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	285525
GeneID	285525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do YIPF7 humano (NP_872398.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q8N8F6
Peso da Proteína	31 kDa
Transporte	Bolsa de gelo