


Anticorpo Policlonal Anti-Ykl-40/Chi3L1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q61362

Número do item: CM0028504



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra YKL-40/CHI3L1 de rato (CHI3L1; BRP39; GP39). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano. Envolvido em inflamação, remodelação tecidual e respostas antimicrobianas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39
Espécie	Rato
GeneID (humano)	1116
GeneID	12654
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-389 do YKL-40/CHI3L1 de rato (NP_031721.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q61362
Peso Molecular da Proteína	43 kDa
Envio	Saco de gelo