

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ykl-40/Chi3L1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P36222

Número do item: CM0003455



introdução

YKL-40/CHI3L1 mAb de coelho (recombinante) para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Específico para YKL-40 humano, reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação, remodelação tecidual e biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YKL-40/CHI3L1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Espécie	Humano
GeneID	1116 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 284-383 do YKL-40/CHI3L1 humano (NP_001267.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36222
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Saco de gelo