


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ykl-40/Chi3L1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61362

Número do item: CM0011075



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-YKL-40/CHI3L1 validado para amostras de Camundongo em WB, IP, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a proteína 1 semelhante à quitinase-3 (CHI3L1/BRP39), envolvida na remodelação tecidual e inflamação Th2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho YKL-40/CHI3L1
Observações/Apelido	Gp39; Brp39; Chil1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1116
GeneID (Camundongo)	12654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-389 do Chi3l1 de Camundongo (NP_031721.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61362
Peso Proteico	43 kDa/44 kDa
Envio	Saco de Gelo