

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ykl-40/Chi3L1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36222

Número do item: CM0030030



introdução

YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece CHI3L1 humano, de camundongo e rato, uma lectina de 43 kDa envolvida na inflamação e remodelação tecidual. Ideal para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1116
GeneID	1116
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-383 de YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36222
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo