

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Yme1L1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ta2

Número do item: CM0009890

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho contra YME1L1 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta YME1L1 humano, uma zinco-metaloprotease dependente de ATP que regula a morfologia mitocondrial, o controle de qualidade proteica e a adaptação ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra YME1L1
Observações/Alíases	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10730
ID do Gene	10730
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 580-773 de YME1L1 humano (NP_647473.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96TA2
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo