

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Yme1L1 Para Wb, Elisa - Q96Ta2

Número do item: CM0016611

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho YME1L1 projetado para WB e ELISA, reconhecendo YME1L1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para investigar a proteostase e a morfologia mitocondrial. Este anticorpo tem como alvo a região N-terminal da YME1L1 humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YME1L1 Rabbit pAb
Observações/Alias	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L; YME1L1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10730
GeneID	10730
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da YME1L1 humana (NP_055078.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q96TA2
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo