


Anti-Yod1 Anticorpo Monoclonal De Coelho (Wb, Elisa) - Q5Vvq6

Número do item: CM0006289



introdução

Anti-YOD1 Anticorpo Monoclonal de Coelho validado para Western blotting (WB) e ELISA. Detecta YOD1 humano, uma deubiquitinase envolvida no ERAD e autofagia. Anticorpo monoclonal derivado de coelho.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YOD1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Espécie	Humano
GeneID	55432
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 249-348 do YOD1 humano (NP_061036.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5VVQ6
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Saco de gelo