

Anticorpo Policlonal Anti-Ypel3 Para Wb, Elisa - P61236

Número do item: CM0024345

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra YPEL3 humano, validado em Western blot e ELISA, reativo cruzado com camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	YPEL3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	YPEL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83719
ID do Gene	83719
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-119 do YPEL3 humano (NP_001138996.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P61236
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo