

Anticorpo Policlonal Anti-Ypel5 Para Wb, Elisa - P62699

Número do item: CM0013651



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho YPEL5 validado para WB e ELISA, reativo com Humano, Rato, Ratazana. Tem como alvo a proteína semelhante a yippee 5, um componente da ligase E3 CTLH envolvido na proliferação celular. Peso molecular: 14kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YPEL5 pAb de Coelho
Observações/Alias	CGI-127; YPEL5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51646
GeneID	51646
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana
SWISS	P62699
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo