

Anticorpo Monoclonal Anti-Ythdc1 (Validado Por Ko) Para Wb - E9Q5K9

Número do item: CM0004070

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra Ythdc1 de rato (E9Q5K9), para aplicações em Western blot e ELISA. Imunogénio de proteína recombinante, 85 kDa. Reage de forma cruzada com YTHDC1 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Ythdc1 Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Alias	mKIAA1966; A730098D12Rik; Ythdc1 de Rato
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	91746
ID do Gene	231386
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 597-736 do Ythdc1 de rato (NP_808348.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	E9Q5K9
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de Gelo