

Anticorpo Policlonais Anti-Ythdf1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Byj9

Número do item: CM0015978



introdução

Este anticorpo policlonal anti-YTHDF1 de coelho detecta YTHDF1 humano, de camundongo e de rato. Validado para Western blot, IF/ICC, IP e ELISA. Útil para pesquisa em modificação de RNA m6A, metabolismo de mRNA e epitranscriptômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YTHDF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DF1; C20orf21; YTHDF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54915
GeneID	54915
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da YTHDF1 humana (NP_060268.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYJ9
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo