

Anticorpo Policloal Anti-Ythdf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byj9

Número do item: CM0021903



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra YTHDF1, que reconhece humano, camundongo e rato. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA, com peso molecular previsto de 61 kDa. Ideal para pesquisa sobre modificação de RNA m6A e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	YTHDF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DF1; C20orf21; YTHDF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54915
GeneID	54915
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-390 da YTHDF1 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYJ9
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo