

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ythdf1 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Byj9

Número do item: CM0006467



introdução

mAb de Coelho Anti-YTHDF1 para WB, IP, ELISA – reconhece especificamente mRNAs modificados por m6A, regulando a estabilidade e a tradução. Validado em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas em epitranscritômica, câncer e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-YTHDF1
Observações/Alias	YTHDF1; C20orf21; Proteína 1 da família contendo domínio YTH
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	54915
GeneID	54915
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240aa da YTHDF1 humana (NP_060268.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYJ9
Peso da Proteína	20kDa/60kDa
Envio	Bolsa de gelo