

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ythdf2 Para Wb, Ihc, If - Q9Y5A9

Número do item: CM0021246



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra YTHDF2, uma proteína leitora de m6A. Validado para WB, IHC, IF e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em epitranscritômica e biologia de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YTHDF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51441
GeneID	51441
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da YTHDF2 humana (NP_057342.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5A9
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo