

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ythdf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z739

Número do item: CM0027486



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra YTHDF3, um leitor de m6A que regula a estabilidade do mRNA. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em epitranscriptômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YTHDF3 Rabbit pAb
Observações/Alias	DF3; YTHDF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	253943
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-275 da YTHDF3 humana (NP_689971.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z739
Peso Proteico	64kDa
Transporte	Bolsa de gelo