

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Yucca1 Para Wb E Elisa - Q9Szy8

Número do item: CM0018921

### introdução

O anticorpo policlonal de coelho contra YUCCA1 detecta a proteína YUCCA1 de Arabidopsis thaliana (~46 kDa) por WB e ELISA. YUCCA1 é uma monooxigenase contendo flavina envolvida na biossíntese de auxina e no desenvolvimento vegetal. Ideal para pesquisas com plantas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | YUCCA1 pAb de coelho                                                                                        |
| Observações/Apelidos | L23H3.20; L23H3_20; YUC; YUCCA; YUCCA 1; YUCCA1                                                             |
| Espécie              | Arabidopsis thaliana                                                                                        |
| GeneID               | 829389                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 71-221 de YUCCA1 de Arabidopsis thaliana (NP_194980.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                      |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                      |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada  | Arabidopsis thaliana                                                                                        |
| SWISS                | Q9SZY8                                                                                                      |
| Peso da Proteína     | 46 kDa                                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                               |